Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 19:22

Link do produktu: https://www.redvelvet.pl/sterylizator-goracym-powietrzem-osom-professional-dry-heat-sterilizer-osompsd89-p-3027.html



Sterylizator gorącym powietrzem OSOM Professional Dry Heat Sterilizer OSOMPSD89

Cena	**259,16 zł**
Numer katalogowy	**OSOMPSD89**
Kod EAN	**4772132021289**
Producent	**OSOM Professional**

Opis produktu

Zapewnij kompleksową higienę narzędzi z gorącym powietrznym sterylizatorem OSOM Professional „Dry Heat Sterilizer”. Wysoka temperatura jest powszechnie znana z możliwości eliminacji bakterii i wirusów na różnych powierzchniach. W przeciwieństwie do innych metod sterylizacji, sterylizacja gorącym powietrzem nie wykorzystuje wilgoci, dzięki czemu ten sterylizator jest idealnym wyborem do higienizacji metalowych narzędzi oraz przedmiotów odpornych na wysoką temperaturę, które mogłyby zostać uszkodzone przez parę. Efektywność sterylizatora zapewnia zaawansowany system grzejnych spirali umieszczonych na spodzie urządzenia, dzięki którym gorące powietrze unosi się do wnętrza komory za pomocą konwekcji grawitacyjnej i równomiernie rozprowadza ciepło w całej komorze. Równomierna temperatura gwarantuje, że wszystkie przedmioty wewnątrz są sterylizowane jednakowo, a wygodny interfejs użytkownika pozwala łatwo kontrolować i monitorować cykle sterylizacji. Dzięki regulowanym ustawieniom cykle można dostosować do specyficznych wymagań, zapewniając odpowiednią sterylizację narzędzi i przyrządów w zależności od ich materiału i zastosowania. Solidna konstrukcja i wysokiej jakości materiały zapewniają niezawodne działanie przez długi czas, co czyni sterylizator OSOM Professional „Dry Heat Sterilizer” ekonomiczną inwestycją dla każdej praktyki. Instrukcja użytkowania: 1. Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego sprawdź, czy parametry prądu odpowiadają specyfikacji urządzenia oraz usuń ochronne folie z urządzenia. 2. Umieść narzędzia do sterylizacji w sterylizatorze i zamknij drzwiczki. 3. Najpierw ustaw czas według potrzeb. Zapali się czerwona lampka kontrolna, co oznacza, że urządzenie rozpoczęło pracę. Następnie ustaw temperaturę według potrzeb. Zapali się zielona lampka kontrolna. Czerwone i zielone lampki zgasną po zakończeniu sterylizacji. Temperaturę można regulować pokrętłem po lewej stronie. Maksymalna temperatura to 220°C. UWAGA: żadna lampka kontrolna nie zapali się, jeśli ustawisz tylko temperaturę. 4. Po zakończeniu sterylizacji do wyjęcia koszyka użyj dołączonych metalowych uchwytów. Nie dotykaj koszyka gołymi rękami, aby uniknąć poparzenia. Środki ostrożności: sterylizator gorącym powietrzem powinien być używany tylko z przedmiotami odpornymi na wysoką temperaturę. Specyfikacje: • Moc: 300W • Zakres temperatur: 50-220°C • Czas sterylizacji: do 120 minut • Napięcie: AC 220-240V, ~50/60Hz